

Schnelltests zur Rohfleisch Differenzierung im Produkt



5 Tests / Pkg

Haltbarkeit 1 Jahr

Bio-Check Raw Meat FlowThrough™ Tests ermöglichen innerhalb von 15 Minuten Fremdfleischbestandteile bis zu 1 % festzustellen

FlowThrough™ Tests sind verfügbar für die folgende Fleischarten: Rind , Pferd , Schwein , Geflügel , Schaf

Testdurchführung



- Faschierte, fein gehackte oder homogenisierte Fleischprobe in die Extraktionslösung geben
- Aliquote Probe in die Verdünnungslösung überführen
- Reagenzlösung hinzufügen und in die Messkammer geben
- Färbelösung zufügen
- Ergebnis ablesen

Schnelltest auf Rohfleischrückstände auf Oberflächen



Tupferprobe ----- extrahieren ----- auftragen negativ Positiv

Verfügbar für Schwein, Rind, Schaf und Geflügel